




Installations- und Benutzerhandbuch für iOS-Nutzer (Minimum Version: Immer die neuesten drei Majors)

Schritt für Schritt Anleitung für die erste Installation der App auf Apple/iOS Smartphone (vom App Store). Je nachdem welches Handy man hat, kann es Abweichungen geben.

Oktober 2019

1: INSTALLATION

Zuerst alte Ersthelfer Apps löschen.



Sie haben eine SMS von Ihrem Admin erhalten mit Benutzernamen und Code.

2:



Drücken Sie das Icon "App Store".

3:




Wenn Sie im App Store sind, sehen Sie unten das Menu mit u. a. dem „Suchen“ Ikon.



Drücken Sie "Suchen".

4:



Dieses Bild kommt hervor.

5:




Drücken Sie im Suchfeld.

6:




Schreiben Sie "Vorausshelf..."
und "Suchen" drücken (der App Name
taucht evtl. automatisch auf – drücken).

7:




← "Laden" drücken. **Achtung:** Beim
erstmaligen Laden von der App
müssen Sie evtl. Ihre Apple-ID
eingeben, um Zutritt zum App-Store
zu bekommen. Die Apple-ID haben Sie
bekommen, bei dem Kauf und
erstmalige Registrierung Ihres Handys.

8:



Warten bis installiert....

9:



"ÖFFNEN" drücken.

10:



Dieses Bild kommt hervor, warten...

11:




"Erlauben" drücken.

12:



„LOGIN“ drücken.

13:



Dieses Bild erscheint.

14:




Geben Sie den Benutzernamen und Code ein, den Sie per SMS erhalten haben, und Login drücken.

15:



← "Beim Verwenden der App erlauben" drücken

16:



Die App ist installiert, wenn Sie dieses Bild sehen.

← Drücken Sie das "Rad" um zu den Einstellungen zu kommen. Hier können Sie sich an- und abmelden.

Der blaue Punkt zeigt Ihren Standort und evtl. grüne Punkte zeigen AED Standorte an.

Funktion von „Maulschlüssel“ und „Kompass“, siehe bitte unten.

17:




18:



Wenn Sie einfach bestätigen möchten, dass Sie abrufbar sind, dann drücken Sie nur den Knopf "Einsatzbereit" (Sie brauchen nicht "Speichern" drücken). Wenn Sie erst später abrufbar sind, dann auf Datum und Zeitpunkt drücken, scrollen und "Speichern". Sie sehen dann Bestätigung, wann Sie wieder abrufbar sind. Das Kreuz drücken, um auf die Startseite zu kommen.

19:




Dieses Bild erscheint wenn Sie die "Maulschlüssel" drücken.

Die Anzeige lässt sich hier über Karte/Satellit umschalten. Und hier können Sie auch Alarmton wählen (Hupe oder Sirene). Mit „Schließen“ die Wahl bestätigen.


„Abmelden“ nur verwenden, wenn Sie nicht länger als Voraushelfer tätig sein möchten.

20:



Satellit

21:



Karte

22:



Alarmton wählen

23:



24:



Abschließend gehen Sie in Einstellungen und runterscrollen bis Sie die App finden.

„Voraushelfer“ öffnen.

25:




Bitte diese Einstellungen eingeben.

26: Betrieb



27:




Bei Alarm müssen Sie beurteilen, ob Sie den Notfallort schnell erreichen können. Mit dem Gleiten vom roten oder grünen Knopf bestätigen Sie Ihre Antwort. Wenn Sie „Ja“ sagen, und für den Einsatz ausgewählt werden, erscheint Bild 27, wo Sie die Adresse sehen, und Ihre Rolle/Aufgabe zugeteilt bekommen.

28:



Beim Drücken vom Hörersymbol bekommen Sie die Kontaktdaten von den im Einsatz befindlichen Ersthelfern, sowie der Leitstelle. Direkter Anruf erfolgt beim Drücken auf die Nummer. Auch hier lässt sich die Anzeige über Karte/Satellitenbild umschalten.

29:




Möchten Sie zum Notfallort oder AED navigiert werden, dann auf dem entsprechenden Symbol drücken, wobei die Adresse angezeigt wird. Dann auf dem (i) Symbol drücken, und die Navigation fängt an. Evtl. den Lautsprecher aktivieren, für Sprachnavigation.



Wenn Sie das Projektsymbol „Voraushelfer“ drücken, bekommen Sie auf Ihrem Handy ein Ausweis, womit Sie sich bei Ankunft identifizieren können.

30:



Wenn Sie unterwegs das Kontaktmenu abrufen möchten, drücken Sie oben links die Zurücktaste.



Transportmittel wählen und "LOS" drücken.

31:



Wenn der Alarm von der Leitstelle beendet wird, sehen Sie dieses Bild.

Unten erscheint das Symbol für den Einsatzbericht, drücken und bitte ausfüllen, wenn Sie Zeit haben.


32: Einsatzbericht

Bitte scrollen und alle Fragen beantworten.



Zuletzt hier speichern/sendern.

33:



Achtung – sehr wichtig: Die App muss immer im Hintergrund laufen. Um dies zu überprüfen, drücken Sie zwei Mal auf die Home-Taste, und Sie müssten dann dieses Bild sehen (Sie sehen hier die Apps/Seiten, die im Hintergrund laufen). Die Voraushelfer App muss hier sichtbar sein, um Ihre Ortung bei einem Alarm zu ermöglichen.

Damit das System funktioniert, sind neben der Netzwerkkonnektivität auch die richtigen mobilen Einstellungen erforderlich. FirstAED ist nicht verantwortlich für einen veralteten Alarm, der durch einen Mangel an diesem oder einen Fehler bei der Aktualisierung der App verursacht wird.

34.



Die App auf Ihrer Adressleiste stellen.

35:




← Überprüfen Sie regelmäßig, ob Aktualisierungen vorhanden sind. Falls ja, sehen Sie bei Updates eine Nummer.

36: Ton-Einstellungen



37:



Knopf auf der Seite des Handys drücken um Lautstärke zu erhöhen. Auch von unten am Handy wischen, um die weiteren Ton-Einstellungen hervorzurufen, auch hier muss die Lautstärke erhöht werden.

38:



← In den "Einstellungen" müssen Sie auch "Töne" überprüfen.

39:




← Falls Sie Ihr Gerät auf "Lautlos" gestellt haben, kann diese Einstellung von der App nicht überstimmt werden, aber Sie sollten hier „vibrieren“ aktivieren.

← Auch hier die Lautstärke erhöhen.

← "Mit Tasten ändern" soll deaktiviert sein.

40:



Wenn Sie über das neueste Update verfügen, wird diese Meldung von Apple angezeigt.

Drücken Sie „In „Immer erlauben“ ändern“